




HOUSE OF VISION



Plexx[®] Plus
Made in Italy

O AVANÇO DO PLASMA PARA
MÚLTIPLOS TRATAMENTOS



**A Evolução do PLASMA
a serviço da Oftalmologia**

ANVISA 81312380002



Plexx[®]
Made in Italy **Plus**

O AVANÇO DO PLASMA PARA MÚLTIPLOS TRATAMENTOS


OFTALMOLOGIA:

- Blefaroplastia não cirúrgica
- Rejuvenescimento Periorbital
- Dermoide e Lipodermoide
- Cisto Conjuntival
- Concreções da Conjuntiva
- Remoção de Pterígio
- Xantelasma
- Congiuntivochalasi
- Subjuntivo Nevado
- Entrópio Palpebral
- Remoção de Pterígio com auto-enxerto conjuntival
- Ptose Unilateral Congênita
- Calázio
- Oclusão Pontual
- Ectrópio Palpebral
- Cisto e Tumor Palpebral

PLASMA

PLEXR: O AVANÇO DA TECNOLOGIA PARA A OFTALMOLOGIA

Blefaroplastia Não Cirúrgica



Cirurgia não invasiva em oculoplastia: Plexr é a mais recente e inovadora modalidade de tratamento minimamente invasiva para oftalmologia. A **House of Vision** está trazendo para o mercado brasileiro: um Gerador Eletrônico de Plasma que explora a ionização dos gases presentes no ar, gerando um pequeno arco elétrico que atua no nível do tecido facial, repuscausando a sublimação sem causar danos aos tecidos circundantes. Tudo isso graças a exclusiva tecnologia SSC, Sublimação Superficial Controlada. Realiza os procedimentos sem incisões, sem pontos, sem cicatrizes, sem complicações.

A segurança do tratamento com Plexr na superfície ocular é clinicamente comprovada. Possui uma tecnologia patenteada que oferece uma alternativa aos procedimentos cirúrgicos invasivos, reduzindo os tempos de recuperação e quaisquer complicações que possam surgir antes e após a cirurgia, bem como o desenvolvimento inovador da medicina estética e tratamentos para rejuvenescimento facial do paciente.

Nesta tecnologia, o calor que é gerado não se espalha na área circundante o que o torna perfeito para operar em áreas (como pálpebras) que não são adequadas para outros dispositivos ou tecnologias. O Plexr é potenciammente usado como um método alternativo para o tratamento de certos distúrbios na conjuntiva ocular sem recorrer a procedimentos cirúrgicos convencionais.

Cirurgia estética e funcional para pálpebras, canais orbitários e lacrimais


Este projeto inovador, chamado "Método PANIS" (Cirurgia Não Invasiva Assistida por Plasma), foi desenvolvido pelo Iranian Vision Research Center. O objetivo é introduzir um novo método de tratamento, trabalhando em diretrizes precisas para uma técnica de aplicação de plasma melhor e mais arapeficazo tratamento de uma série de distúrbios da superfície ocular.

Versatilidade: O Plexr pode funcionar com total segurança e aneficáciapele e na conjuntiva ocular, conforme comprovado cientificamentepublicado na literatura internacional.


Não cirúrgico: não é necessário levar o paciente para a sala de cirurgia (é realizado no seu próprio consultório médico). Nada de anestesia ou pontos.

Economia: Custos muito mais baixos (em comparação com tratamentos tradicionais).


Rejuvenescimento Periorbital




Pterígio




Oclusão pontual




Pinguecula




Ectrópio




Conjuntivocálase




Conjuntivocálase




Nevo conjuntival




Cisto conjuntival



Concretização conjuntival



Calázio



O que é o Plasma?

Considerado como o 4º estágio da matéria, quando gerado ele realiza a sublimação, que é a transição direta do estado sólido da matéria para o gasoso sem passar pelo estado líquido, desta forma realiza a eliminação do excesso da pele sem causar danos aos tecidos adjacentes e à lâmina basal, sem causar esorbfiou necrose.

Através da sublimação dos corneócitos (parte mais externa na pele) realiza a retração dos tecidos pela transferência de calor seletivo, proporciona a regeneração do estrato córneo, estimulação da derme)sotsalorbfi(e assim, a produção de novo colágeno do tipo III. Na aplicação, o oxufide íons não se espalha profundamente, desta forma mantém a lâmina basal preservada assim como não gera danos para a derme.

O PLEXR realiza a bleforoplastia não cirúrgica: remoção de rugas e zedicaflna região dos olhos, Rejuvenescimento Periorbital e muito mais: Dermoide e Lipoder-moide, Cisto conjuntival, Remoção de pterígio, Xantelasma, Congiuntivochalasi, Subjuntivo nevado, Entrópio palpebral, Calázio e muito mais.

O equipamento é portátil, tela touch screen e 03 Aplicadores Wireless diferentes, com bateria de longa autonomia e potências diferentes, o que possibilita uma ampla gama de tratamentos com a parametrização correta.



A GMV recomenda e enfatiza o uso apenas de ponteiros oficiais do Plexr.

Esses tipos de agulhas, fabricadas com aço inoxidável de grau médico, são concebidas para funcionar em conjunto com os aplicadores da Plexr: elas foram estudadas e projetadas para gerar a quantidade correta de plasma.



**3 Aplicadores Wireless com Potências Diferentes:
diversos tratamentos realizados de acordo com parametrização correta**

Equipamento com 03 anos de Garantia!




R. Maestro Cardim, 354 - Cj.123 - Bela Vista, São Paulo - SP, 01323-000 - house.of.vision@terra.com.br

TEL.: (11) 3283-5362

www.houseofvision.com.br



/houseofvision



/h_vision